



Laerdal

helping save lives



Todenmukaista simulaatiota edulliseen hintaan.

NeoNatalie

NeoNatalie, puhallettava simulaattori on suunniteltu opettamaan vastasyntyneiden peruselvytys taitoja. Se on kehitetty täyttämään keskeiset vaatimukset koskien vastasyntyneen elyvyyttä tämän elämän ensimmäisten kymmenen minuutin sisällä. NeoNatalie:sta on tehty niin käyttötehokas kuin kustannustehokas koulutusapuväline parantamaan sinun harjoitusohjelmaasi.

www.laerdal.com

NeoNatalie

NeoNatalie on todenmukainen kooltaan sekä ulkomuodoltaan luonnollisella painollaan joka saadaan aikaan täyttämällä nukke lämpimällä vedellä. Sisältäen ominaisuudet kuten spontaani hengitys, selvä navan pulssin tuntuma sekä itku, NeoNatalie harjoitusnukkea voidaan käyttää rooli-peli skenaarioissa jossa harjoitellaan normaaleja synnytyksen jälkeisiä hoitoja, peruselvytystä sekä elvytystoimenpiteitä kuten PPV:n antamista sekä paineluelvytystä.



NeoNatalie on helppo valmistella täyttämällä vartalo kahdella litralla vettä tai vaihtoehtoisesti ilmalla



NeoNatalie mahdollistaa tehokkaan hengityspalje ventilaatio harjoittelun. Rintakehä nousee ainoastaan oikeaa tekniikka käyttäessä.



Puristettavalla pallolla simuloidaan vastasyntyneen itku, spontaania hengitystä sekä selvää navan pulssin tuntumaa

OMINAISUUDET

Ilmatie

- Hapenantotoimenpiteet
- Imu tekniikat
- PPV
- Spontaani rintakehän nousu ja lasku

Elvytys

- Oikeanlainen anatomia ventilointi
- Rintakehän painelu

Verenpaine/pulssit

- Manuaali napapulssi

Muut:

- Simuloitu itkuääni

TILAUSTIEDOT

103-90001* **NeoNatalie** vaalea, 5kpl

*paketti on saatavissa ainoastaan englanniksi.



Laerdal
helping save lives

For more information, visit www.laerdal.com